




**Najważniejsza jakość –
system dla wszystkich obszarów zastosowań**



**Szeroka gama akcesoriów do czyszczenia i dezynfekcji
WD 150/WD 425**

Spis treści

Reprocesowanie narzędzi	3
Wózki do narzędzi MIS	9
Reprocesowanie materiałów anestezyjologicznych	17
Reprocesowanie narzędzi, tac, butów operacyjnych itp.	21
Wózki na akcesoria laboratoryjne	25
Wózki z dyszami do czyszczenia różnych przedmiotów	28
Wózki na butelki oraz akcesoria dla niemowląt	37

Szeroka gama akcesoriów

Belimed oferuje dogodne rozwiązania w zakresie akcesoriów.

Wszystkie wózki Belimed wyprodukowano przy użyciu wysokiej jakości stali nierdzewnej, elektro-polerowanej. Produkty Belimed są mocne i wytrzymałe dzięki czemu charakteryzują się również długą żywotnością.

Skuteczne czyszczenie: reprocesowanie narzędzi



Belimed dostarcza wózki wielopoziomowe do reprocowania akcesoriów medycznych. Wózki narzędziowe posiadają możliwość podłączenia złącza Luer Lock w standardzie. Umożliwia to równoczesne przygotowanie

narzędzi z kanałami oraz pozostałych narzędzi chirurgicznych. Wewnętrzna powierzchnia jest dokładnie oczyszczona i osuszona.

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
820 363	Dwupoziomowy wózek do narzędzi		
	Do załadunku 4 x standardowe tace wys. × szer. × gł. = 50 (100) × 485 × 260 mm albo 8 x połówka tacy standardowej wys. × szer. × gł. = 50 × 243 × 260 mm - Kosze na wsad Charakterystyka - Pojemność użytkowa: Poziom nr 1: wys. × szer. × gł. = 285 × 514 × 480 mm Poziom nr 2: wys. × szer. × gł. = 120 × 514 × 480 mm - Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 452 × 540 × 520 mm	■	■
820 359	Trzydziomowy wózek do narzędzi		
	Do załadunku 6 x taca standardowa wys. × szer. × gł. = 50 (100) × 485 × 260 mm albo 12 x połówka tacy standardowej wys. × szer. × gł. = 50 × 243 × 260 mm Charakterystyka - Wózek jest przygotowany do 6 złącz Luer Lock na potrzeby repocessowania oraz 6 złącz do repocessowania narzędzi MIS - Pojemność użytkowa: Poziom nr 1: wys. × szer. × gł. = 120 × 514 × 480 mm Poziom nr 2: wys. × szer. × gł. = 120 × 514 × 480 mm Poziom nr 3: wys. × szer. × gł. = 120 × 514 × 480 mm - Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 452 × 540 × 520 mm	■	■

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
820 390	Czteropoziomowy wózek do narzędzi		
	Do załadunku 8 x standardowa taca wys. × szer. × gł. = 50 × 485 × 260 mm albo 16 x połówka tacy standardowej wys. × szer. × gł. = 50 × 243 × 260 mm Charakterystyka - Wózek jest przygotowany do 8 złączy Luer Lock na potrzeby repcesowania oraz 6 złączy do repcesowania narzędzi MIS - Pojemność użytkowa: - Poziom nr 1: wys. × szer. × gł. = 78 × 514 × 480 mm - Poziom nr 2: wys. × szer. × gł. = 78 × 514 × 480 mm - Poziom nr 3: wys. × szer. × gł. = 78 × 514 × 480 mm - Poziom nr 4: wys. × szer. × gł. = 78 × 514 × 480 mm - Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 452 × 540 × 520 mm	■	■
776 530	Zestaw złączy Luer Lock dla wózków do narzędzi		
	Do narzędzi MIS	■	■
593 993	Standardowa taca 1/1		
	- Standardowa taca wys. × szer. × gł. = 50 × 485 × 260 mm - Rozmiar oczek = 4 × 4 × 1 mm 2 tace na poziom	■	■
594 536	Standardowa taca 1/2		
	- Standardowa mała taca na narzędzia (połówka) wys. × szer. × gł. = 50 × 243 × 260 mm - Rozmiar oczek = 4 × 4 × 1 mm 2 tace na poziom	■	■

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
678 393	Taca (z pokrywą) do mikronarzędzi		
	- wys. × szer. × gł. = 60 × 485 × 250 mm - Rozmiar oczek = 1 × 1 × 0,5 mm	■	■
820 394	Wózek do narzędzi otolaryngologicznych (ENT)		
	- Na materiały otolaryngologiczne, butelki do karmienia, rurki teflonowe, pozostałe narzędzia oraz przyrządy Do załadunku 2 x standardowa taca wys. × szer. × gł. = 50 (100) × 485 × 260 mm albo 4 x połówka tacy standardowej wys. × szer. × gł. = 50 × 243 × 260 mm Charakterystyka - osiem przyłączy dysz górnego kanału, idealne do czyszczenia rurek o różnej długości 12 x dysza Luer Lock męska, 12 x dysza Luer Lock żeńska 14 x dysza rurkowa do połączenia z nakrętką butelki - Pojemność użytkowa: Poziom nr 1: wys. × szer. × gł. = 140/315 × 514 × 480 mm - Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 452 × 540 × 520 mm	■	■
820 573	Akcesoria dla wózków do narzędzi ENT		
	Luer Lock żeński - M 8 × 10 mm	■	■
820 574	Akcesoria dla wózków do narzędzi ENT		
	Luer Lock męski - M 8 × 10 mm	■	■

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
820 445	Akcesoria dla wózków do narzędzi ENT		
	Dysza doprowadzająca Ø 4 mm, 25 mm długości	■	■
820 446	Akcesoria dla wózków do narzędzi ENT		
	Dysza dalekiego zasięgu Ø 6 mm, 102 mm długości	■	■
594 277	Akcesoria dla wózków do narzędzi ENT		
	Rurka silikonowa Ø 4/7 mm	■	■

Elastyczne metody zastosowania: wózki do narzędzi na potrzeby chirurgii małoinwazyjnej



Wózki MIS wykorzystywane w mikrochirurgii oraz chirurgii przezcewkowej oferują łatwość obsługi.

Wózki umożliwiają optymalne czyszczenie, dezynfekcję i suszenie obszernej gamy wyrobów medycznych, np. kaniuli, znaczników, igieł insuflacyjnych, rurek ssących i wielu, wielu innych.

W szczególności modułowa konstrukcja i mnogość zastosowań wózków idą w parze z ich łatwą obsługą. Instalacja lekkich tac wymaga zaledwie kilku ruchów.

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
870 064	Wózki do narzędzi MIS		
	Do załadunku - Narzędzia wykorzystywane w chirurgii małoinwazyjnej, artroskopii, urologii - dwie standardowe tace wys. × szer. × gł. = 50 × 485 × 260 mm albo 4 x połówka tacy standardowej wys. × szer. × gł. = 50 × 243 × 260 mm Charakterystyka - Drugi poziom, z siatką drucianą 11 x 11 x 1,6 mm, Do załadunku dwa bębny do rur/dwie kasety na małe części 52 dysze do przymocowania i płukania narzędzi kanałowych o maks. długości 450 mm - Pojemność użytkowa: Poziom nr 1: wys. × szer. × gł. = 70 × 514 × 480 mm - Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 452 × 540 × 520 mm	■	■
820 509	Wózki do narzędzi MIS z pojemnikiem ciśnieniowym		
	Do załadunku - Narzędzia wykorzystywane w chirurgii małoinwazyjnej, artroskopii, urologii - trzy standardowe tace wys. × szer. × gł. = 50 × 485 × 260 mm albo 6 x połówka tacy standardowej wys. × szer. × gł. = 50 × 243 × 260 mm Charakterystyka - Pojemnik do mycia ciśnieniowego na 36 elementów narzędzi MIS z różnymi średnicami - Nieruchoma taca z przegródkami na małe elementy - Pojemność użytkowa: Poziom nr 1: wys. × szer. × gł. = 125 × 514 × 480 mm Poziom nr 2: wys. × szer. × gł. = 80 × 514 × 265 mm - Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 497 × 540 × 520 mm	■	■
778 935	Taca (z pokrywą) do narzędzi MIS		
	- Do narzędzi MIS, które można rozłożyć - wys. × szer. × gł. = 65 × 485 × 250 mm - Rozmiar oczek = 3 × 3 × 1 mm	■	■

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
772 521	Pojemnik (z pokrywą) na małe elementy narzędzi MIS		
	- wys. × szer. × gł. = 42 × 274 × 172 mm - Rozmiar oczek = 4 × 4 × 1 mm	■	■
870 046	Bęben do nawijania drenów		
	Do załadunku - Rurki do płukania Charakterystyka - Dla wózka MULTI-TOP - do narzędzi MIS (art. nr 870 064)	■	■
690 748	Uszczelka		
	- Silikonowa, przezroczysta - Ø 9 mm - Dla wózka do narzędzi na potrzeby chirurgii małoinwazyjnej (art. nr 870 064)	■	■
175 892	Dysza rozpylająca		
	- Ø 3 mm, 30 mm długości (1.4301) - Do umieszczenia w uszczelnieniu silikonowym: Ø 9 mm (art. nr 690 748) - Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art. nr 870 064)	■	■
175 955	Dysza rozpylająca		
	- Ø 3 mm, 45 mm długości (1.4301) - Do umieszczenia w uszczelnieniu silikonowym: Ø 9 mm (art. nr 690 748) - Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art. nr 870 064)	■	■

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
175 893	Dysza rozpylająca		
	• Ø 4 mm, 30 mm długości (1.4301) • Do umieszczenia w uszczelnieniu silikonowym: Ø 9 mm (art. nr 690 748) • Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■
870 039	Rura dyszowa wózka MIS		
	• Ø 4 mm, 150 mm długości (1.4301) • Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■
687 963	Podstawa probówki		
	• Ø 4 mm, średni • Do rury dyszowej (art. nr 870 039)	■	■
676 599	Sprężyna zaciskowa do rury dyszowej		
	• Ø 4 mm, średni • Do rury dyszowej (art. nr 870 039)	■	■
870 040	Rura dyszowa wózka MIS		
	• Ø 6 mm, 190 mm długości (1.4301) • Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■


Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
687 964	Podstawa probówki		
	• Ø 6 mm, duży • Do rury dyszowej (art. nr 870 040)	■	■
676 600	Sprężyna zaciskowa do rury dyszowej		
	• Ø 6 mm, duży • Do rury dyszowej (art. nr 870 040)	■	■
870 041	Rura dyszowa do wózka MIS		
	• Ø 8 mm, 300 mm długości • Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■
870 042	Rura dyszowa do wózka MIS		
	• Ø 8 mm, 90 mm długości • Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■
870 043	Dysza rozpylająca dla wózka do narzędzi MIS		
	• Z regulacją średnicy w celu dopasowania do rurek o różnej średnicy • Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
870 054	Sprężyna zaciskowa do rozpylającej dyszy		
	- Do przymocowania zdejmowanych dysz - Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■
175 098	Tuleja		
	- Ø 20 mm, 108 mm długości (PVDF) - Do umieszczenia w uszczelnieniu silikonowym Ø 9 mm (art. nr 690 748) - Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■
870 055	Tuleja płuczająca		
	- Do umieszczenia w uszczelnieniu silikonowym Ø 9 mm (art. nr 690 748) - Ø 20 mm, 108 mm długości (PVDF) - Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■
686 429	Stożek zamykający		
	- Do złącz uszczelniających, które pozostają niewykorzystane (art. nr 690 748) - Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■
768 869	Adapter		
	- Luer Lock męski - M6 × 10 mm (1.4301) - Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
768 870	Adapter		
	- Luer Lock, żeński - M6 × 10 mm (1.4301) - Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■
768 871	Adapter płuczący kaniule		
	- Luer Lock żeński - M8 × 0.75 mm (1.4301) - Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■
820 574	Adapter Luer Lock		
	- Luer Lock męski - M8 × 10 mm (1.4301) - Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■
820 573	Adapter Luer Lock		
	- Luer Lock żeński - M8 × 10 mm (1.4301) - Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■
776 530	Rurka ze złączem		
	- Do umieszczenia w uszczelnieniu silikonowym: Ø 9 mm (art. nr 690 748) - Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
814 018	Rurka ze złączem		
	• Do płukania części kanałowych ze złączami Luer Lock • Dla wózka do narzędzi na potrzeby mikrochirurgii (art nr 870 064)	■	■

Doskonała koncepcja: reprocesowanie materiałów anestezyjolo- gicznych



Jeżeli chodzi o reprocessowanie materiałów anestezyjologicznych, wózki Belimed charakteryzują się dużą różnorodnością. Akcesoria takie jak rury karbowane, gładkie, pediatryczne, maski, worki tlenowe (oraz wiele innych) reprocessowane są w sposób niezawodny i skuteczny.


Dzięki słupowi wody, płynącemu do góry, możliwe jest osiągnięcie imponujących rezultatów. Po zakończeniu procesów czyszczenia i dezynfekcji, roztwory odprowadzane są z układów anestetycznych. Duża wydajność gwarantuje osuszenie najgłębszych zakamarków.

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
870 078	Wózek na materiały anestezjologiczne		
	Pojemność • 15 x rura oddechowa, maks. 15 m (w tym pięć rur pediatrycznych) • 3 x rura ssąca, maks. 1,5 m • 3 x rura oddechowa • 5 x maska oddechowa • 5 x cewnik • 5 x rurka • 5 x maska kraniowa • Różne dysze, elementy rozwidłone, itp. • Dwa pojemniki na małe elementy Charakterystyka • Wymiary zewnętrzne wys. × szer. × gł. = 490 × 540 × 520 mm	■	■
888 651	Kaseta na małe części		
	• wys. × szer. × gł. = 100 × 180 × 100 mm • Maks. dwie kasety na wózek • Rozmiar oczek = 4 × 4 × 1 mm	■	■
803 520	Dysza węża		
	• Do rur z przyłączem M12 - Ø 21 mm	■	■

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
803 521	Dysza węża		
	Do rurek pediatrycznych z przyłączem M12 - Ø 11 mm	■	■
889 323	Dysza rozpylająca		
	Np. cewniki	■	■
859 084	Wkręcana dysza rozpylająca (PVDF)		
	Np. do rurek	■	■
885 873	Dysza rozpylająca		
	Np. do rur ssących	■	■
807 844	Dysza rozpylająca		
	Np. do masek krtaniowych	■	■





Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
858 205	Dysza do worków tlenowych		
	Indywidualna dysza powietrzno-wodna do czyszczenia worków oddechowych	■	■



Łatwa obsługa: reprocesowanie narzędzi, tac, butów operacyjnych itp.




Modułowy system Belimed pozwala na łatwe przygotowanie wielu różnych przyrządów na jedno- i dwupoziomowych wózkach.

Istnieje możliwość jednoczesnego reprocessowania czterech różnych materiałów przy użyciu czterech różnych tac.

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
870 103	Wózek uniwersalny, spód		
	Do załadunku - Kosze, akcesoria Charakterystyka - Pojemność użytkowa: - Poziom nr 1: wys. × szer. × gł. = 480 × 520 × 480 mm - Poziom nr 2: wys. × szer. × gł. = 260 × 520 × 480 mm - Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 125 × 540 × 500 mm	■	
870 105	Wózek uniwersalny, góra		
	Do załadunku - Kosze, akcesoria Charakterystyka - Pojemność użytkowa: wys. × szer. × gł. = 155 × 520 × 480 mm - Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 230 × 540 × 520 mm - Wymagane prowadnice kosza wewnątrz urządzenia	■	
870 084	Wózek uniwersalny, spód, z przegrodami		
	Do załadunku - Zabezpieczenia przyrządów Charakterystyka - Pojemność użytkowa: - Poziom nr 1: wys. × szer. × gł. = 480 × 520 × 480 mm - Poziom nr 2: wys. × szer. × gł. = 260 × 520 × 480 mm - Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 125 × 540 × 500 mm	■	
870 086	Wózek uniwersalny, góra, z przegrodami		
	Do załadunku - Zabezpieczenia przyrządów Charakterystyka - Pojemność użytkowa: wys. × szer. × gł. = 155 × 520 × 480 mm - Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 230 × 540 × 520 mm - Wymagane prowadnice kosza wewnątrz urządzenia	■	
870 110	Stelaż dla przegrody 9		
	- Z 9 uchwytami - Do wózka uniwersalnego, góra/spód	■	



Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
870 111	Zabezpieczenie dla przegrody 7		
	• Z 7 uchwytami • Do wózka uniwersalnego, góra/spód	■	
870 112	Taca zabezpieczająca		
	Do załadunku • Mniejsze przyrządy Charakterystyka • Rozmiar oczek: = 11 × 11 × 1,6 mm • Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 460 × 505	■	
870 080	Wózek na buty, spód		
	Do załadunku • 20 butów operacyjnych o maks. rozmiarze 43 (z art. nr 870 082) • 20 butów operacyjnych o maks. rozmiarze 48 (pojedynczy wózek) Charakterystyka • Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 270 × 540 × 500 mm	■	
870 082	Wózek na buty, góra		
	Do załadunku • 8 butów operacyjnych o maks. rozmiarze 47 Charakterystyka • Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 230 × 540 × 520 mm • Wymagane prowadnice kosza wewnątrz urządzenia	■	




Wózki na akcesoria laboratoryjne




Kolejnym produktem do optymalnego ustawienia akcesoriów o wyszukanych kształtach, szczególnie w przypadku akcesoriów laboratoryjnych, jest nowo opracowany wózek na pipety.

Pozwala on skutecznie wyczyścić, zdezynfekować i osuszyć wiele różnych pipet w warunkach ograniczonej przestrzeni. Wózek cechuje dokładność ww. procesów, przy jednoczesnym zachowaniu delikatności.

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
820 366	Wózek na pipety  Do załadunku - Do czyszczenia maks. 60 pipet, o długości do 580 mm Charakterystyka: - Powierzchnia wewnętrzna z sitem = 11 × 11 mm - Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 340 × 540 × 520 mm	■	
870 103	Wózek uniwersalny, spód  Do załadunku - Kosze, akcesoria Charakterystyka - Pojemność użytkowa: - Poziom nr 1: wys. × szer. × gł. = 480 × 520 × 480 mm - Poziom nr 2: wys. × szer. × gł. = 260 × 520 × 480 mm - Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 125 × 540 × 500 mm	■	
870 105	Wózek uniwersalny, góra  Do załadunku - Kosze, akcesoria Charakterystyka - Pojemność użytkowa: wys. × szer. × gł. = 155 × 520 × 480 mm - Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 230 × 540 × 520 mm - Wymagane prowadnice kosza wewnątrz urządzenia	■	
870 084	Wózek uniwersalny, spód, z przegrodami  Do załadunku - Zabezpieczenia przyrządów Charakterystyka - Pojemność użytkowa: - Poziom nr 1: wys. × szer. × gł. = 480 × 520 × 480 mm - Poziom nr 2: wys. × szer. × gł. = 260 × 520 × 480 mm - Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 125 × 540 × 500 mm	■	

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
870 086	Wózek uniwersalny, góra, z przegrodami		
	Do załadunku - Zabezpieczenia przyrządów Charakterystyka - Pojemność użytkowa: wys. × szer. × gł. = 155 × 520 × 480 mm - Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 230 × 540 × 520 mm - Wymagane prowadnice kosza wewnątrz urządzenia	■	
870 110	Stelaż dla przegrody 9		
	- Z 9 uchwytami - Do wózka uniwersalnego, góra/spód	■	
870 111	Zabezpieczenie dla przegrody 7		
	- Z siedmioma uchwytami - Do wózka uniwersalnego, góra/spód	■	
870 112	Taca zabezpieczająca		
	Do załadunku - Mniejsze przyrządy Charakterystyka - Rozmiar oczek: = 11 × 11 × 1,6 mm - Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł. = 460 × 505	■	

Elastyczność zastosowań: wózki z dyszami do czyszczenia różnych przedmiotów





Dzięki nowemu systemowi natrysku oscylacyjnego istnieje możliwość łatwego ustawienia dysz rozpylających wg potrzeb użytkownika i zgodnie z wymogami dot. poszczególnych akcesoriów. Możliwość podłączenia do 56 dysz,

zależnie od rodzaju wózka. Wózek z dyszami idealnie nadaje się do intensywnego czyszczenia wielu przyrządów laboratoryjnych, takich jak kolby miarowe i cylindry miarowe.



Elastyczny system natrysku oscylacyjnego pozwala na szybkie i łatwe ustawienie akcesoriów wg własnych potrzeb.

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
870 100	Wózek, poziom dolny z 56 dyszami do czyszczenia różnych przedmiotów		
	Model standardowy wyposażony w 30 dysz, 26 zamykanych • 10 dysz $\varnothing 4 \times 140$ mm (art. nr 870 204) • 10 dysz $\varnothing 8 \times 170$ mm (art. nr 870 211) • 10 dysz $\varnothing 8 \times 210$ mm (art. nr 870 210) • 26 zaślepek (art. nr 870 203) Charakterystyka • Pojemność użytkowa: Poziom nr 1 – wys. = 420 mm Poziom nr 2 – wys. = 180 mm • Wymiary zewnętrzne: wys. $\times$ szer. $\times$ gł. = 350 $\times$ 540 $\times$ 520 mm	■	
870 102	Wózek, poziom dolny z 56 dyszami do czyszczenia różnych przedmiotów		
	Model bez dysz Charakterystyka • Pojemność użytkowa: Poziom nr 1 – wys. = 420 mm Poziom nr 2 – wys. = 180 mm • Wymiary zewnętrzne: wys. $\times$ szer. $\times$ gł. = 155 $\times$ 540 $\times$ 520 mm	■	

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
870 107	Wózek, poziom górny z 56 dyszami do czyszczenia różnych przedmiotów		
	Model standardowy wypożarty w 30 dysz, 26 zamykanych • 10 dysz $\varnothing 3 \times 110$ mm (art. nr 870 205) • 10 dysz $\varnothing 4 \times 140$ mm (art. nr 870 204) • 10 dysz $\varnothing 8 \times 170$ mm (art. nr 870 211) • 26 zaślepek (art. nr 870 203) Charakterystyka • Rozmiary użytkowe wys. = 155 mm • Wymiary zewnętrzne: wys. $\times$ szer. $\times$ gł. = 220 $\times$ 540 $\times$ 520 mm • Wymagane prowadnice kosza wewnątrz urządzenia	■	
870 109	Wózek, poziom górny z 56 dyszami do czyszczenia różnych przedmiotów		
	Model bez dysz Charakterystyka • Rozmiary użytkowe wys. = 155 mm • Wymiary zewnętrzne: wys. $\times$ szer. $\times$ gł. = 220 $\times$ 540 $\times$ 520 mm • Wymagane prowadnice kosza wewnątrz urządzenia	■	
870 205	Dysza rozpylająca		
	• $\varnothing 3 \times 110$ mm W tym: • Głowica dyszy (art. nr 687 730) • Uchwyt na probówki, mały, $\varnothing 3$ mm (art. nr 687 962) • Dysza zapasowa, model wkręcany (art. nr 685 960)	■	
870 204	Dysza rozpylająca		
	• $\varnothing 4 \times 140$ mm W tym: • Głowica dyszy (art. nr 687 731) • Uchwyt na probówki, mały, $\varnothing 4$ mm (art. nr 687 963) • Sprężyna zaciskowa $\varnothing 4$ mm (art. nr 676 599) • Dysza zapasowa, model wkręcany (art. nr 685 958)	■	

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
870 206	Dysza rozpylająca		
	• Ø 4 × 180 mm - W tym: • Głowica dyszy (art. nr 687 731) • Uchwyt na probówki, mały, Ø 4 mm (art. nr 687 963) • Sprężyna zaciskowa Ø 4 mm (art. nr 676 599) • Dysza zapasowa, model wkręcany (art. nr 813 414)	■	
870 212	Dysza rozpylająca		
	• Ø 6 × 240 mm - W tym: • Głowica dyszy (art. nr 687 732) • Uchwyt na probówki, mały, Ø 6 mm (art. nr 687 964) • Sprężyna zaciskowa Ø 6 mm (art. nr 676 600) • Dysza zapasowa, model wkręcany (art. nr 813 416)	■	
687 962	Podstawka probówki		
	• Ø 3 mm, mała	■	
687 963	Podstawka probówki		
	• Ø 4 mm, średnia	■	
687 964	Podstawka probówki		
	• Ø 6 mm, duża	■	

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
676 599	Sprężyna zaciskowa do rury dyszowej		
	• Ø 4 mm, średnia	■	
676 600	Sprężyna zaciskowa do rury dyszowej		
	• Ø 6 mm, duża	■	
687 730	Głowica dyszy		
	• Ø 3 mm	■	
687 731	Głowica dyszy		
	• Ø 4 mm	■	
687 732	Głowica dyszy		
	• Ø 6 mm	■	

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
870 211	Dysza rozpylająca		
	• Ø 8 × 117 mm - W tym: • Głowica dyszy (art. nr 772 014) • Uchwyt w kształcie gwiazdy Ø 8 mm (art. nr 801 253) • Sprężyna zaciskowa Ø 8 mm (art. nr 805 912)	■	
870 210	Dysza rozpylająca		
	• Ø 8 × 210 mm - W tym: • Głowica dyszy (art. nr 772 014) • Uchwyt w kształcie gwiazdy Ø 8 mm (art. nr 801 253) • Sprężyna zaciskowa Ø 8 mm (art. nr 805 912)	■	
870 209	Dysza rozpylająca		
	• Ø 8 × 250 mm - W tym: • Głowica dyszy (art. nr 772 014) • Uchwyt w kształcie gwiazdy Ø 8 mm (art. nr 801 253) • Sprężyna zaciskowa Ø 8 mm (art. nr 805 912)	■	
870 208	Dysza rozpylająca		
	• Ø 8 × 300 mm - W tym: • Głowica dyszy (art. nr 772 014) • Uchwyt w kształcie gwiazdy Ø 8 mm (art. nr 805 834) • Sprężyna zaciskowa Ø 8 mm (art. nr 805 912)	■	
870 207	Dysza rozpylająca		
	• Ø 8 × 400 mm - W tym: • Głowica dyszy (art. nr 772 014) • Uchwyt w kształcie gwiazdy Ø 8 mm (art. nr 805 834) • Sprężyna zaciskowa Ø 8 mm (art. nr 805 912)	■	

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
801 253	Uchwyt w kształcie gwiazdy		
	• Ø 8 mm	■	
805 834	Uchwyt cylindryczny		
	• Ø 8 mm	■	
805 912	Sprężyna zaciskowa		
	• Ø 8 mm	■	
772 014	Głowica dyszy		
	• Ø 8 mm	■	
870 203	Zaślepki		
	• Do złącz uszczelniających, które pozostają niewykorzystane	■	


Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
870 054	Sprężyna zaciskowa do dyszy		
	Do przymocowania zdejmowanych dysz	■	

Szybko i łatwo: wózki na butelki oraz akcesoria dla niemowląt




Szeroka gama koszy na butelki dla niemowląt, smoczki oraz dozowniki butelek zapewnia efektywny przebieg

pracy. Dysze wtrysku bezpośredniego umożliwiają szybkie i skuteczne wyjąłowanie butelek dla niemowląt.

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
773 843	Kosz (z pokrywą uchylną) na butelki dla niemowląt, 250 ml		
	Do załadunku • 21 butelek, 250 ml • Max. 2 kosze na wózek na butelki dla niemowląt Charakterystyka • wys. × szer. × gł. = 190 × 187 × 427 mm • Maks. wysokość butelki = 175 mm • Maks. średnica butelki = 56 mm	■	
771 287	Kosz (z pokrywą uchylną) na butelki dla niemowląt, 125 ml		
	Do załadunku • 21 butelek, 125 ml • Max. 2 kosze na wózek na butelki dla niemowląt Charakterystyka • wys. × szer. × gł. = 120 × 187 × 427 mm • Maks. wysokość butelki = 100 mm • Maks. średnica butelki = 56 mm	■	
817 302	Kosz (z pokrywą uchylną) na butelki dla niemowląt, 90 ml		
	Do załadunku • 21 butelek, 90 ml • Maks. 4 kosze na wózek na butelki dla niemowląt Charakterystyka • wys. × szer. × gł. = 114 × 187 × 427 mm • Maks. wysokość butelki = 93 mm • Maks. średnica butelki = 56 mm	■	
687 860	Kosz (z pokrywą) na smoczki i zakrętki		
	Do załadunku • 36 x smoczki dla niemowląt Charakterystyka • wys. × szer. × gł. = 50 × 187 × 427 mm • Rozmiar oczek = 10 × 10 × 1 mm • Rozmiar oczek, spód = 15 × 15 × 1,5 mm	■	
817 313	Kosz (z pokrywą) na smoczki i zakrętki z dużymi szyjkami		
	Do załadunku • 36 x smoczek na butelki z dużą szyjką Charakterystyka • wys. × szer. × gł. = 61 × 187 × 427 mm • Rozmiar oczek = 10 × 10 × 1 mm	■	

Nr art.	Opis	WD 150 WD 425	WD 130 WD 170 WD 425E
812 260	Kosz na nakrętki		
	Do załadunku • 36 x nakrętka butelki dla niemowląt Charakterystyka • wys. x szer. x gł. = 19 x 187 x 427 mm • Rozmiar oczek = 10 x 10 x 2 mm	■	
812 060	Kosz (z pokrywą) na pompki laktacyjne		
	Do załadunku • 10 x pompka laktacyjna Charakterystyka • wys. x szer. x gł. = 136 x 187 x 427 mm	■	



Od planowania, przez projektowanie, po instalację i rozruch techniczny - Belimed to niezawodny partner w dziedzinie sprzętu do dekontaminacji i sterylizacji dla nowootwartego B. Braun Sterilog Sterile Services w Leeds i Birmingham.

Richard Greenwood, Technical Manager, B. Braun Sterilog (UK) Ltd, UK

Jedno źródło zakupów: profesjonalne rozwiązania systemowe dla sterylizacji centralnych

Innowacyjne rozwiązania Belimed umożliwiają osiągnięcie najwyższej jakości - zarówno jeżeli chodzi o systemy ogólne, jak i te, które przystosowano do potrzeb indywidualnych. Innowacyjne rozwiązania Belimed przyczyniają się do standaryzacji pracy w sterylizacjach centralnych.

Skuteczne procesy

Dzięki wdrożeniu wielu rozwiązań, Belimed idealnie orientuje się we wszystkich niuansach procesu czyszczenia i sterylizacji. Posiadamy dogłębną wiedzę w zakresie wszystkich cykli: od sali operacyjnej po dekontaminację, przez przygotowanie, pakowanie i sterylizację, po magazyny wyrobów sterylnych, i ponownie do sali operacyjnej.

Wiedza stanowi fundament pod szczegółową analizę indywidualnych potrzeb naszych klientów. Analiza, z kolei, umożliwia świadczenie profesjonalnych usług doradczych. Aby jasno ustalić Państwa oczekiwania, na samym początku zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza projektu. Klienci Belimed zyskują dzięki skutecznej komunikacji, najlepszej jakości oraz sprawdzonemu przebiegowi pracy.

Pełna identyfikowalność

Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania i śledzenia dla sterylizacji centralnej pozwala zwiększyć niezawodność procesów. Myjnie-dezynfektory i autoklawy można podłączyć do sieci w ramach istniejących systemów technologii informacyjnej. Poszczególne kroki procesowe są automatycznie monitorowane, kontrolowane i dokumentowane. Umożliwia to identyfikację poszczególnych części przez cały czas trwania cyklu. Rezultatem są: bezpieczne przechowywanie materiałów, optymalizacja kosztów magazynowania, ułatwiona obsługa zleceń zakupu, wyeliminowanie błędów powstałych w trakcie dostaw i zapobieganie sytuacjom, w których dochodzi do nadwyżki/niedoboru dostaw.

Od czterdziestu lat Belimed dostarcza elastycznych rozwiązań systemowych na potrzeby wszystkich procesów, które odbywają się w sterylizacji centralnej.



Dane techniczne

Ergonomiczne wózki myjące oraz wózki transportowe przystosowano do pracy przy dużych obciążeniach. Wszystkie wózki Belimed wyprodukowano przy użyciu wysokiej jakości stali nierdzewnej, elektropolerowanej. Cechy te stanowią o ich trwałości, wytrzymałości i odporności.

Wymiary użytkowej (obszar): wys. x szer. x gł. (mm)	
Wózek myjący WD 150	500 x 540 x 520
Wózek myjący WD 425	500 x 540 x 520
Materiały	
Materiał	1.4301 (306)
Powierzchnia elektropolerowana	elektropolerowana
Plastik	PE, PP, PVDF
Dokumentacja/certyfikaty testowe	
Homologacja typu	wg EN ISO 15883-1
Automatyczna identyfikacja wózków	
Magnesy umożliwiające wybór wózka wbudowano w sam wózek	
Uwaga: tylko na niższym poziomie!	

Dane mogą ulec zmianie

www.informermed.eu
www.belimed.com

POLSKA

Informer Med Sp. z o.o.
Winogrody 118
61-626 Poznań
Tel. +48 61 664 38 00
Fax +48 61 664 38 19
biuro@informermed.eu

BELGIUM

NV Belimed SA
Rue de Clairvaux 8
1348 Louvain-La-Neuve
Tel. +32 10 42 02 40
Fax +32 10 42 02 49
info@belimed.be

CHINA

Belimed Medical Equipment
(Shanghai) Co., Ltd
CaiLun Road 780,
5th floor, Room H
ZhangJiang Hi-Tech Park
201203 Pudong, Shanghai
Tel. +86 21 513 709 98
Fax +86 21 513 709 96
info@belimed.cn

FRANCE

Belimed SAS
Parc GVIO
330 Allée des Hêtres, Hall E
69760 Limonest
Tel. +33 4 37 41 63 03
Fax +33 4 37 41 63 04
info.pharma@belimed.fr

Branch Office
Belimed SAS
ZAC Saumaty Séon
19 rue Gaston Castel
13016 Marseille
Tel. +33 4 96 15 22 10
Fax +33 4 96 15 22 19
info.sud@belimed.fr

Branch Office
Belimed SAS
Parc Espale
1, av. Pierre Pflimlin
68390 Sausheim
Tel. +33 3 89 63 65 40
Fax +33 3 89 63 65 41
info@belimed.fr

GERMANY

Belimed Deutschland GmbH
Edisonstrasse 7a
84453 Mühldorf am Inn
Tel. +49 8631 9896 0
Fax +49 8631 9896 300
info@belimed.de

NETHERLANDS

Belimed B.V.
Vlambloem 65
3068 JG Rotterdam
Tel. +31 10 286 17 50
Fax +31 10 456 56 97
info@belimed.nl

SLOVENIA

Belimed d.o.o.
Taborska cesta 38 E
1290 Grosuplje
Tel. +386 1 7866 000
Fax +386 1 7866 011
info@belimed.si

SWITZERLAND

Belimed Sauter AG
Zelgstrasse 8
8583 Sulgen
Tel. 0848 55 88 11
Fax +41 71 644 86 01
contact@belimed.ch

UNITED KINGDOM

Belimed Limited
Unit 4 Newbuildings Place
Dragons Green Road
Shipley
West Sussex, RH13 8GQ
Tel. +44 1403 738 811
Fax +44 1403 730 830
info@belimed.co.uk

USA

Belimed, Inc.
2325 Charleston
Regional Parkway
Charleston, SC 29492
Tel. +1 843 216 7424
Fax +1 843 216 7707
info@belimed.us

OTHER COUNTRIES

Medical/Medical Lab
Belimed AG
Dorfstrasse 4
6275 Ballwil
SWITZERLAND
Tel. +41 41 449 78 88
Fax +41 41 449 78 89
info@belimed.ch

OTHER COUNTRIES

Pharma/Pharma Lab
Belimed Sauter AG
Zelgstrasse 8
8583 Sulgen
SWITZERLAND
Tel. +41 71 644 85 00
Fax +41 71 644 86 01
pharma@belimed.com

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



Belimed
Infection Control